

Funktionen und Merkmale

| | |
|------------------|--|
| Weißabgleich | Gleicht die Farbtemperatur in Ihrem Bild aus |
| HbE Verstärkung | Hebt die Schleimhautkapillarmorphologie hervor |
| Bildverstärkung | Struktur/Kante/Farbe |
| IRIS | Average, Peak, Automatic |
| Speicher | USB |
| Color adjustment | Einstellung der Y(Luminanz), R(Rot) oder B(Blau)Komponente in 21 Stufen (von -10 bis 10) |
| Farbanpassung | Friert ein Echtzeitbild ein und spielt es wieder ab |
| Digitaler Zoom | 1/1.2/1.5/2x |

HD-GT/CL

| | Modell | Arbeitslänge | Durchmesser des distalen Endes | Durchmesser des Schafts | Durchmesser des Arbeitskanals | Tiefenschärfe | Blickwinkel | Abbiegung |
|--------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Video Gastroskope | HD-GT1 | 1050mm | 9.6mm | 9.6mm | 2.8mm | 2-100mm | 140° | U210°D90°L100°R100° |
| | HD-GT1P | 1050mm | 9.0mm | 9.0mm | 2.8mm | 2-100mm | 140° | U210°D90°L100°R100° |
| Video Kolonoskope | HD-CL1I | 1330mm | 12.8mm | 12.8mm | 3.7mm | 2-100mm | 145° | U180°D180°L160°R160° |
| | HD-CL1L | 1680mm | 12.8mm | 12.8mm | 3.7mm | 2-100mm | 145° | U180°D180°L160°R160° |
| | HD-CL1IW | 1330mm | 12.8mm | 12.8mm | 3.7mm | 2-100mm | 170° | U180°D180°L160°R160° |
| | HD-CL1LW | 1680mm | 12.8mm | 12.8mm | 3.7mm | 2-100mm | 170° | U180°D180°L160°R160° |

AOHUA

RWM
Medizintechnik
GmbH.



call us **+49 (0) 8104-8908-0**

Headquarter Europe (Aohua affiliate company)
WISAP Medical Technology GmbH
Fichtenstrasse 27
85649 Brunnthal-Hofolding
Email: Info@aohua.eu

www.Aohua.eu

See the Manual for details of contraindications or precautions.



v1.0_2309

AC-1
Video Endoskopie-System

Kompaktes System zur Vereinfachung Ihres Endoskopiealltags

Das AC-1 ist ein kompaktes System, das mehrere erstklassige technologische Fortschritte vereint. Erleben Sie das komfortable und preisgünstige System und überzeugen Sie sich selbst von der hohen Qualität, die das AC-1 bietet.



Innovative Lösungen



Kompaktes Design

Um den wertvollen, aber begrenzten Platz auf dem Wagen für andere Peripheriegeräte zu sparen, bietet Aohua ein kompaktes Design mit einem LCD Touchscreen auf der Vorderseite des AC-1.



LED Lichtquelle am distalen Ende

Die LED-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von 10.000 Stunden ist am Ende der distalen Spitze integriert. Auch nach längerem Gebrauch müssen keine Kompromisse bei der Helligkeit und Konsistenz eingegangen werden.



HD Bildqualität

Mit dem HD-CMOS-Sensor bietet der AC-1 echte hochauflösende Bilder für die Diagnose. Kombiniert mit fortschrittlicher digitaler Verarbeitung wie Hämoglobinanreicherung (HbE) und digitaler Chromoendoskopie erhalten Sie effektive Anwendung.



Premium Features



Wasserdichte One-Touch Verbindung

Die wasserdichte One-Touch-Verbindung bringt Komfort für Ihr Team und Sicherheit für Ihre Geräte. Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen das AC-1 bietet.



170° Blickwinkel Kolonoskope

Mit einem größeren Blickwinkel von 170 Grad bieten unsere Endoskope mehr Sicht im Kolon. Erweitern Sie Ihren Horizont mit der 170-Grad-Technologie des AC-1.

