

## RWM Medizintechnik GmbH

Gewerbepark Mitterfeld 9, A-2523 Tattendorf

Telefon: +43 (0) 720 303 520 - 10

Fax: +43 (0) 720 303 520 - 40

Mail: [office@rwm-medtechnik.at](mailto:office@rwm-medtechnik.at)

Web: [www.rwm-medtechnik.at](http://www.rwm-medtechnik.at)

### Ihre Ansprechpersonen

Hr. Robert Woisetschläger

Mobil: +43 (0) 664/ 16 16 068

Mail: [r.woisetschlaeger@rwm-medtechnik.at](mailto:r.woisetschlaeger@rwm-medtechnik.at)

Hr. Franz Ballik

Mobil: +43 (0) 676/ 39 11 210

Mail: [f.ballik@rwm-medtechnik.at](mailto:f.ballik@rwm-medtechnik.at)



# VARIO THERM® REA-KCE

Die Pflegeeinheit für die Erstversorgung, Reanimation und Intensivpflege von Säuglinge



## + Modularer Aufbau

Einfache und sichere Befestigung von Infusions- und Spritzenpumpen, Patientenmonitor, Sauerstoff-Flasche und vielen weiteren zusätzlichen Geräten.

### Technische Daten VARIO THERM® REA-KCE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Basiseinheit                           |                    |
| Tiefe                                  | 1140 mm            |
| Breite                                 | 585 mm             |
| Höhe                                   | 1830 bis 2130 mm   |
| Gewicht                                | 90 kg              |
| Höhenverstellung                       | 300 mm             |
| Laufrollen 125 mm Ø / feststellbar     | 4 / 4              |
| Abweisrollen 70 mm Ø                   | 4                  |
| Liegefläche                            |                    |
| Tiefe                                  | 760 mm             |
| Breite                                 | 480 mm             |
| Höhe                                   | 850 mm bis 1150 mm |
| Kopf-Hochlage                          | 0 bis 20°          |
| Kopf-Tiefelage                         | 0 bis 10°          |
| Scheiben, abklappbar                   | 4 / 170 mm hoch    |
| Sicherheitssteckscheiben, versenkenbar | 2                  |
| Liegeflächenheizung                    |                    |
| Gelmatratze, leitend                   | Ja                 |
| Matratze, nicht leitend                | Nein               |
| Wärmestrahler                          |                    |
| Rohrsystem mit Wärmestrahler           | CERAMOTHERM 2200   |
| Wärmestrahler schwenkbar               | Ja                 |

+ je nach Kundenwunsch erweiterbar

NEU - Das Beatmungsgerät Monnal T60.

Informieren Sie sich auf unserer Website:  
[www.rwm-medtechnik.at](http://www.rwm-medtechnik.at)

