

EXTREME'S EB02.008 EB02.009

Notfalltasche



EB02.008 Rote | EB02.009 Grün.

Kompakte Notfalltasche für die erweiterte Notfallversorgung. Der ideale Begleiter z.B. im Privat-Pkw von Rettungsdienstmitarbeitern und medizinischem Fachpersonal. Durch die übersichtliche, modulare Aufteilung unterstützt die Tasche die Arbeit auch in extremen Notfallsituationen. Mit Schultertragegurt und Rucksacktragesystem ist sie absolut flexibel einsetzbar.

Eigenschaften

großes Hauptfach mit variabler Fach-Einteilung mittels Klettsystem
Elastikschlaufen an allen inneren Oberflächen zur individuellen Lagerung unterschiedlichster Materialien
4 herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultaschen in den international bekannten Notfallfarben:
Blau > Atmung
Rot > Kreislauf
Grün > Wundversorgung
Gelb > Kindernotfall
1 thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen für max. 27 Ampullen

2 große, farbig markierte Aussentaschen mit je 3 Innentaschen mit Sichtfenster und weiteren Elastikschlaufen

Technische Daten

Größe: 49 x 27,5 x 29 cm
Volumen: 39 l
Gewicht: 3 kg
Maximale Beladung: 12 kg
Material: 100% Nylon
Farbe: rot

Hauptmerkmale

- Deckel-Aussenfach mit Schreibbrett
- Sicherheits-Reflexstreifen
- Transportring
- abnehmbares Rucksacktragesystem mit Hüftgurt
- Im Lieferumfang enthalten:
- 1 CONBIO'S Abwurfbehälter
- 1 GEL Kühlpack

Das sonstige abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



RWM Medizintechnik GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 9, A-2523 Tattendorf
Tel.: 0720 303 520 10
Fax: 0720 303 520 40
Mail: office@rwm.or.at