




Die erste Waage, die Ihren Namen kennt



seca Scale-up Line

Entwickelt für die digitale Patientenakte

Wir kümmern uns nicht nur um die perfekte Einbindung der Messwerte in Ihre digitale Patientenakte, wir liefern dazu auch die ideale Messstation. So erhalten Sie aus einer Hand eine vollständig aufeinander abgestimmte Integrationslösung, die Ihre Workflows leistungsfähiger und sicherer machen.



Weltneuheit: Das ID-Display, das direkt mit der digitalen Patientenakte verbunden ist

Mit dem ID-Display können Sie sehen, welcher Patient mit dem Scanner erfasst wurde und Verwechslungen ausschließen. Das bedeutet für Sie mehr Kontrolle bei der Übertragung in die digitale Patientenakte (EMR) und damit eine deutlich höhere Sicherheit für Anwender und Patient.

Überzeugt auf einen Blick

- + Display zeigt Namen oder IDs von Nutzern und Patienten
- + Datenübertragung per Display steuerbar
- + Sprachausgabe zur Patientenführung entlastet das Personal
- + Übertreffende Präzision und sekundenschneller Messablauf dank perfektionierter Ultraschalltechnologie
- + Elegantes Design bei extremer Robustheit dank direkter Verankerung der Stahl-Stehhilfe mit dem gusseisernen Sockel
- + Große Plattform aus geprüftem seca Bearclaw Glass® für absolute Bruchsicherheit und perfekte Hygiene




EMR Integration Wir machen Komplexes einfach

Gewinnen Sie Zeit, steigern Sie die Prozesssicherheit und eliminieren Sie Übertragungsfehler. Senden Sie Größe und Gewicht direkt in die digitale Patientenakte (EMR) und revolutionieren Sie Ihre Workflows. seca Waagen und Messstationen können in alle EMR-Systeme integriert werden. Sprechen Sie uns an.



Große Plattform aus geprüftem
seca Bearclaw Glass® für absolute
Bruchsicherheit und perfekte Hygiene.



Spielend leichter Transport mit den
extrem robusten Gummirollen.



Mit dem optionalen
Pandabären-Motiv
macht Kindern der
Messvorgang mehr Spaß.



Leucht-LEDs in Fußform zeigen dem Patienten
die korrekte Position für die Größenmessung.



Immer die richtige Ausstattung für Ihren Anwendungsfall



Integrationsfähige
Flachwaage mit ID-Display
und stabiler Glasplattform

+ Flachwaage seca 651

+ Eichklasse: III
+ Tragkraft: 300 kg
+ Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g

Bestellcode: **SECA 651**



Integrationsfähige
Stehhilfewaage
mit ID-Display

+ Flachwaage seca 655
+ Stehhilfe seca 455

+ Eichklasse: III
+ Tragkraft: 300 kg
+ Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g

Bestellcode: **ON SMM ANT NN**



Integrationsfähige
Ultraschall-Messstation
mit ID-Display

+ Flachwaage seca 655
+ Längenmessung seca 257

+ Eichklasse: III
+ Tragkraft: 300 kg
+ Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
+ Messbereich: 60 – 220 cm
+ Teilung Messbereich: 1 mm

Bestellcode: **ON SMM AUT NN**



Integrationsfähige Stehhilfe-
waage mit ID-Display und
Längenmessung

+ Flachwaage seca 655
+ Stehhilfe seca 455
+ Längenmessung seca 257

+ Eichklasse: III
+ Tragkraft: 300 kg
+ Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
+ Messbereich: 100 – 220 cm
+ Teilung Messbereich: 1 mm

Bestellcode: **ON SHM AUT NN**

Abbildungen enthalten optionale Barcodescanner-Halterung seca 463 und Barcodescanner von Fremdanbieter.

Änderungen bleiben vorbehalten.

seca deutschland
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Germany

seca.com/scaleup

