

seca 878 dr

Ihr Name spricht für sich:
die seca Arztwaage (III)

neu



- Anwenderfreundlich, da speziell für den Gebrauch in Arztpraxen entwickelt.
- Überzeugende Langlebigkeit. Robuste Qualitätsfertigung mit innovativem Design.
- Doppel-Display für das zeitgleiche Ablesen aus verschiedenen Positionen.
- Austauschbares Label mit einem personalisierbaren Schriftzug.

Wie könnte Ihr Label aussehen?
Probieren Sie es doch gleich aus:
www.seca.com/doctorscale

seca 878 dr:

Robuste Waage in einem ansprechenden Design.

Die seca 878 dr ist als Arztwaage speziell auf die Arbeitsabläufe in der heutigen Praxis abgestimmt. Die Ausstattung mit dem aus zwei Richtungen ablesbaren LCD-Display und dem bequemen Fußschalter macht diese Flachwaage zu einem idealen Werkzeug in jeder Arztpraxis. Leicht genug, dass man sie in mehreren Behandlungsräumen einsetzen kann und robust genug, dass man sich Jahre an ihrer Leistungsfähigkeit erfreut. Eben ein echtes seca Qualitätsprodukt.



Präzise Ergebnisse.

Ein modernes Medizinprodukt wie die seca 878 dr ist mit einer herkömmlichen Personenwaage nicht zu vergleichen. Die speziell entwickelte Arztwaage unterliegt in ihrem Herstellungsprozess strengsten Anforderungen, ist bedienerfreundlich konstruiert und liefert verlässlich präzise Daten. Ein besonderes Extra ist das mehr als überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hilfreiche Funktionsvielfalt.

Die Kontrolle der Messwerte ist durch das aus zwei verschiedenen Richtungen ablesbare LCD-Display optimal gelöst. Rückenschonende Funktionalität garantieren zudem die per Fuß bedienbaren Tasten an der Stirnseite zum Ein- und Ausschalten. Stressfrei gelingt auch das Wiegen von Kleinkindern durch die zuschaltbare Mutter-Kind-Funktion. Vereint in einem kompakten und modernen Design ist die seca 878 dr die ideale Arztwaage.

Individuell geprägt.*

Einen guten Namen erarbeitet man sich durch Qualität und zeitgemäße Funktionalität. Daher wurde der seca 878 dr das Label „Arztwaage“ verliehen. Es verdeutlicht die Wertigkeit des Produkts und spiegelt zugleich die Professionalität des Anwenders wieder. Das Label gibt Anwendern Sicherheit in die Genauigkeit der gemessenen Werte und kann für individuelle Botschaften ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.seca.com/doctorscale.



Die flache Bauweise und die rutschfeste Trittlfläche ermöglichen einen sicheren Stand und bequemes Betreten.

Das austauschbare Label dient der individuellen Personalisierung.



Die zwei Tasten an der Stirnseite der Waage können leicht mit dem Fuß bedient werden.

Sie können auch über diesen QR-Code auf die Webseite zugreifen:

seca 878 dr

Technische Daten

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Maße (BxHxT): 321 x 61 x 361 mm
- Maße Plattform (BxHxT): 288 x 60 x 280 mm
- Eigengewicht: 4,1 kg
- Stromversorgung: Batterien, Netzgerät (optional)
- Funktionen: Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Abschaltautomatik
- Eichklasse: M
- Optional: Individualisierbares Label seca 478

Vertrieb durch:
RWM Medizintechnik

www.rwm.or.at

* Die Individualisierung ist momentan in ausgewählten Ländern möglich. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit unter: www.seca.com/doctorscale

Änderungen bleiben vorbehalten. 201187801016