

EMERAIR'S Trolley **EB02.025**

Beatmungskoffer mit Trolley-System

Große Notfalltasche mit integrierter Sauerstoffversorgung und entlastendem Trolley-System für den komfortablen Transport. Das integrierte, verstaubare Rucksacktragesystem unterstützt bei Einsätzen im unwegsamen Gelände. Vier herausnehmbare Reißverschluss-Modultaschen mit Klarsichtfenster gewähren beste Übersicht.



Technische Daten

Größe: 32 x 52 x 24 cm **Volumen:** 40 l **Gewicht:** 6,7 kg **Maximale Beladung:** 25 kg **Material:** 100% Nylon **Farbe:** rot

Eigenschaften

- » Großes Hauptfach mit Halterung für Sauerstoffflasche und Raum zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken
- » Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach aussen
- » 4 herausnehmbare Klarsicht-Modultaschen in unterschiedlichen Farben: Blau > Atmung, Rot > Kreislauf, Grün > Wundversorgung, Gelb > Kindernotfall
- » 2 großvolumige Klarsichtfächer z.B. für Tuben
- » 2 Fronttaschen

Hauptmerkmale

- » Sicherheits-Reflexstreifen und große Reißverschlüsse zum einfachen Öffnen
- » Handschlaufen beidseitig
- » Trolley-System mit versenkbarem Teleskopgriff
- » Rucksacktragesystem mit Hüftgurt
- » ergonomisch gepolsterter Rücken

Im Lieferumfang enthalten: 1 CONBIO'S Abwurfbehälter
(Das sonstige abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Vertrieb durch:

RWM Medizintechnik GmbH, Gewerbepark Mitterfeld 9, A-2523 Tattendorf | Tel.: +43 (0)720 303 520-0 | Mail: office@rwm.or.at | Web: www.rwm.or.at